

Verzamelen van ontlasting voor occult bloed

Lees deze tekst goed door, voor u met het verzamelen van de ontlasting begint.

Uw arts heeft gevraagd om te onderzoeken of er in uw ontlasting bloed aanwezig is (occult bloed). In deze brief vindt u belangrijke informatie met betrekking tot dit onderzoek.

Hoe te handelen?

Bij de balie van het laboratorium ontvangt u een verzegelde buis met de groene verzamelstick.

Onderaan de verzamelstick zit een gekarteld gedeelte.

Belangrijk

- Houd de buis buiten bereik van kinderen.
- De vloeistof in de buis niet innemen en contact met huid, slijmvliezen en ogen vermijden. Neem direct contact op met de dokter indien er contact is geweest.
- De buis niet in de anus stoppen.
- De buis slechts éénmaal gebruiken voor één ontlastingsmoment.
- Verzamel geen ontlasting tijdens de menstruatie. Verzamel geen ontlasting die verontreinigd is met bloed van aambeien of urine.
- Voorkom dat de ontlasting in contact komt met het water in het toilet.
- Voer onmiddellijk na ontlasting de monstername uit zoals hieronder beschreven.



Waarschuwing

- Gebruik de buis niet als de verzegeling beschadigd is. Vraag een nieuwe buis. Verwijder nooit de witte dop.

Uitvoering

Schrijf duidelijk uw naam, geboortedatum en de verzameldatum op de sticker op de buis.

Doe een vuilniszak om de bril van het toilet. Leg een laag toiletpapier op de vuilniszak. Doe uw ontlasting direct op het toiletpapier.



www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort


Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Draai de groene schroefdop los, met hier aan de verzamelstick.



Druk de verzamelstick met een kruislingse beweging door 4 verschillende plaatsen in de ontlasting. Het is belangrijk dat het gekartelde gedeelte volledig bedekt is met ontlasting.



Plaats de stick terug in de buis en draai de schroefdop dicht. De buis hierna niet meer openen. Laat de ontlasting in het toilet glijden.



Bewaar de buis in het donker in de koelkast. Breng de buis met het aanvraagformulier zo snel mogelijk (binnen 24 uur) naar het laboratorium of naar een prikpunt in uw omgeving.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is meestal binnen twee weken na inlevering van de ontlasting bekend bij uw behandelend arts.

Vragen?

Wanneer de verzameling niet goed is verlopen of u heeft vragen, dan kunt u contact opnemen met het laboratorium, via telefoonnummer: 033-850 50 50, maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur).