

Instructie voor het uitvoeren van chlamydia, gonorroe, trichomonas en bacteriële vaginose onderzoek

U wilt laten onderzoeken of uw patiënt chlamydia, gonorroe, trichomonas en/of bacteriële vaginose heeft. In deze folder leest u hoe het afnemen van het materiaal in zijn werk gaat.

Afnamemateriaal

Neem met het juiste afnamemateriaal een monster voor SOA-onderzoek af. Zie de materialenkaart. De verloopdatum van het materiaal is op de verpakking aangegeven.

Vaginaal uitstrijkje:

- Breng de wattenstok tot ongeveer 5 cm in de vagina in. Draai de wattenstok zachtjes 10 seconden rond tegen de binnenwand van de vagina.
- Plaats de wattenstok in de container met oranje dop en breek de steel op het breekpunt af. Sluit de dop van de container goed.
- Schrijf naam en geboortedatum op het materiaal en de afnamedatum op het aanvraagformulier.
- Bewaar de container tussen 4 en 25 °C.

Baarmoederhals uitstrijkje:

- Breng de wattenstok in de baarmoederhals in en draai de wattenstok zachtjes 10 seconden rond.
- Plaats de wattenstok in de container met oranje dop en breek de steel op het breekpunt af. Sluit de dop van de container goed.
- Schrijf naam en geboortedatum op het materiaal en de afnamedatum op het aanvraagformulier.
- Bewaar de container tussen 4 en 25 °C.

Urine:

- De patiënt mag niet geplast hebben in het uur voordat u de kweek afneemt.
- Gebruik een urinekweekpotje. Vang de eerste 20 à 30 ml van uw urine op in het potje (dus het eerste deel van de plas).
- Pipeteer met behulp van bijgeleverd pipetje urine in de container met oranje dop, tot aangegeven volume.
- Schrijf naam en geboortedatum op het materiaal en de afnamedatum op het aanvraagformulier.
- Bewaar de container tussen 4 en 25 °C.

Inleveren materiaal

U kunt het materiaal afgeven aan de Meanderbode of de patiënt kan het materiaal met het aanvraagformulier zelf naar één van de ziekenhuislocaties of prikpunten in de regio brengen. Zie: www.meandermc.nl/bloedprikken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is meestal binnen twee weken na inlevering bekend.